



## SOLUCION DE LIMPIEZA PARA LACTOSCAN

### LAVADO DIARIO (Al final del día)

Se necesita Agua destilada caliente  $50^{\circ}\text{C} + - 5^{\circ}\text{C}$  Y solución de lavado alcalina caliente  $50^{\circ}\text{C} + - 5^{\circ}\text{C}$  previamente reconstituida aproximadamente 50 ml

**NOTA:** Al finalizar los análisis del día

### Hacer la limpieza diaria:

- 1- Hacer el procedimiento de enjuague cambiando el agua destilada caliente  $50^{\circ}\text{C} + - 5^{\circ}\text{C}$  dos veces
- 2.- Continuar el procedimiento de enjuague sustituyendo el agua destilada por solución de lavado Alcalina a  $50^{\circ}\text{C} + - 5^{\circ}\text{C}$  por dos veces.
- 3.- Repetir pasa uno.
- 4.- Apagar el Lacto Scan en el Switch de la parte trasera y apagar el regulador.

### LAVADO SEMANAL (Al final de la Semana)

Se necesita Agua destilada caliente  $50^{\circ}\text{C} + - 5^{\circ}\text{C}$ , solución de lavado alcalina caliente  $50^{\circ}\text{C} + - 5^{\circ}\text{C}$  previamente reconstituida aproximadamente 50 ml Y Solución de lavado Acido Caliente  $50^{\circ}\text{C} + - 5^{\circ}\text{C}$  Previamente reconstituida. Aproximadamente 50 ml.

- 1- Hacer el procedimiento de enjuague cambiando el agua destilada caliente  $50^{\circ}\text{C} + - 5^{\circ}\text{C}$  dos veces
- 2.- Continuar el procedimiento de enjuague sustituyendo el agua destilada por solución de lavado diario (Alcalina) a  $50^{\circ}\text{C} + - 5^{\circ}\text{C}$  por dos veces.
- 3.- Continuar el procedimiento de enjuague sustituyendo la solución de lavado diario (Alcalino) por la solución de lavado semanal (Acido)  $50^{\circ}\text{C} + - 5^{\circ}\text{C}$ .
- 4.- Repetir pasa uno.
- 5.- Apagar el Lacto Scan en el Switch de la parte trasera y apagar el regulador.

Av. Independencia No. 115 local-13 Centro Distribuidor de  
Básicos Viñedos San Marcos, Jesús María. Aguascalientes C.P 20908



(0052) 4491581616 / 4492413719

[www.gandolfo.com.mx](http://www.gandolfo.com.mx)



## MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

Enciende el switch rojo (parte posterior)} aparece en el Display: No. De Serie, Modelo, aparece (**Getting Ready**) por aproximadamente 3 a 4 minutos. Pita y aparece (**Ready to Star**) listo para usarse.

Coloque la muestra en el tubo de solución y presione **enter** y aparece:

COW --- Vaca

TEMP ---Temperatura de la muestra

Se está realizando la muestra:

**NOTA:** el primer análisis después de iniciar, lavar o enjuagar debe repetirse una más para evitar que se contamine la leche con algún residuo de lavado de la leche.

Posteriormente todos los análisis pueden ser consecutivos.

**(OSERVACIONES):** después de 55 minutos de encendido y o 15 minutos que no se use el Lacto Scan te pide que se enjuague y continúes haciendo muestras.



Enter



Tecla hacia abajo



Tecla hacia arriba

F= Grasa

S = Sólidos No Grasos

D= Densidad

P= Proteína

L= Lactosa

W = Agua

Av. Independencia No. 115 local-13 Centro Distribuidor de  
Básicos Viñedos San Marcos, Jesús María. Aguascalientes C.P 20908



(0052) 4491581616 / 4492413719

[www.gandolfo.com.mx](http://www.gandolfo.com.mx)



## EN ENJUAGUES

### PROCEDIMIENTO

Presionar la tecla ENTER hasta que aparezca Release Button to Star menú se suelta el boton de enter y aparece Molde Selector: Presionar la tecla



Hasta que parpadee el display en Cleaning.

Pon agua destilada caliente en un vaso a temperatura de  $50^{\circ}\text{C} + -5^{\circ}\text{C}$  presionar enter y aparece Cleaning: el aparato enjuaga del 1 al 8 y aparece en el display cleaned

Repetir el procedimiento una vez mas combinando el agua destilada a  $50^{\circ}\text{C} + -5^{\circ}\text{C}$ .

**NOTA:** Ver que el agua quede limpia, si no repetir el procedimiento unas vez más.

### PARA SALIR DE LA FUNCION DEL ENUAGUE.

Presiona el botón de enter y aparece release Button to Star menú soltar la tecla de enter y aparece Molde Selector y parpadee el display en cal 1 – cow

El equipo ya está listo para seguir analizando muestras.

Av. Independencia No. 115 local-13 Centro Distribuidor de  
Básicos Viñedos San Marcos, Jesús María. Aguascalientes C.P 20908



(0052) 4491581616 / 4492413719

[www.gandolfo.com.mx](http://www.gandolfo.com.mx)